

## 重要なお知らせ



Eveforma

イブフォーマ インフォームド・コンセント・サポーター

WEB版

改訂のご案内

NEW  
リリース

Eveforma Neo のご案内

イブフォーマ インフォームド・コンセント・サポーター

2021年3月

21 症例  
内容更新


詳しい更新内容はこちら→

<https://www.symphonia-inc.com/?p=493>

Eveforma WEB版の症例説明コンテンツについて  
**最新版の産婦人科診療ガイドライン**に基づき  
一部の内容を**更新**しました

2021年3月

日産婦発表



妊娠中の体重増加量、指導目安の変更に対応!!

2021年夏頃リリース予定

## データバックアップのお願い

平素より診療支援ソフトウェア「Eveforma」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

パソコンの突然の故障その他のトラブルにより、作成した患者様の大切なデータが使用不能になるケースもごございます。

弊社では、Eveforma のバックアップ機能で作成されるバックアップフォルダを、USB メモリなどの外部メディア、もしくはクラウドへ定期的に保存することをお勧めしています。

下記手順をご参照くださいますようお願い申し上げます。

## ① Eveformaの「バックアップ」機能を実行してください。

メイン画面→[バックアップ] ボタンをクリック  
→[実行] ボタンをクリック



## ② バックアップフォルダがある場所を開いてください。

【Windows】


デスクトップの「Eveforma」アイコンを右クリックし  
→winXPの場合は…「プロパティ」を選択し、「リンク先を探す」を選択  
→win7、8、10の場合は…「ファイルの場所を開く」を選択

【Mac】

デスクトップの「Eveforma」アイコンを選択  
→メニューバーの「ファイル」を選択  
→「オリジナルを表示」を選択

## ③ バックアップフォルダを別メディア、もしくはクラウドに保存してください。

「Eveforma」フォルダ内の「Backup」フォルダを外部メディアやクラウドに、  
切り取りではなく、コピーして貼り付けしてください。



→USB



SDカード



CD-R



外付けHDD



クラウド



バックアップ手順をまとめた動画はこちら→

<https://bit.ly/3gXHisb>