

重要なお知らせ



Eveforma

イブフォーマ インフォームド・コンセント・サポーター

WEB版

改訂のご案内

NEW
リリース

Eveforma Neo

イブフォーマ インフォームド・コンセント・サポーター

2021年3月

21 症例
内容更新


詳しい更新内容はこちら→

<https://www.symphonia-inc.com/?p=493>

Eveforma WEB版の症例説明コンテンツについて
最新版の産婦人科診療ガイドラインに基づき
一部の内容を**更新**しました

2021年3月

日産婦発表



妊娠中の体重増加量、指導目安の変更に対応!!

2021年夏頃リリース予定

データバックアップのお願い

平素は診療支援ソフトウェア「Eveforma」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
パソコンの突然の故障その他のトラブルにより、作成した患者様の大切なデータが使用不能になるケースもございます。

弊社では、Eveformaのバックアップ機能で作成されるバックアップフォルダを、USBメモリなどの外部メディア、もしくはクラウドへ定期的に保存することをお勧めしています。

下記手順を参照くださいますようお願い申し上げます。

①Eveformaの「バックアップ機能」を実施してください。

メイン画面→[バックアップ] ボタンをクリック
→[実行] ボタンをクリック



②バックアップフォルダがある場所を開いてください。

【Windows】


デスクトップの「Eveforma」アイコンを右クリックし
→winXPの場合は…「プロパティ」を選択し、「リンク先を探す」を選択
→win7、8、10の場合は…「ファイルの場所を開く」を選択

【Mac】

デスクトップの「Eveforma」アイコンを選択
→メニューバーの「ファイル」を選択
→「オリジナルを表示」を選択

③バックアップフォルダを別メディア、もしくはクラウドに保存してください。

「Eveforma」フォルダ内の「Backup」フォルダを外部メディアやクラウドに、
切り取りではなく、コピーして貼り付けしてください。



→USB



SDカード



CD-R



外付けHDD



クラウド



バックアップ手順をまとめた動画はこちら→

<https://www.youtube.com/watch?v=Lokh3utpljM>