

重要なお知らせ

データバックアップのお願い

平素は診療支援ソフトウェア「EveformaNeo」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
パソコンの突然の故障その他のトラブルにより、作成した患者様の大切なデータが使用不能になるケースもございます。
弊社では、Eveforma のバックアップ機能で作成されるバックアップフォルダを、USB メモリなどの外部メディアへ定期的に保存することをお勧めしています。

下記手順を参照くださいますようお願い申し上げます。

バックアップ手順をまとめた動画はこちら↓



A: EveformaNeoの「バックアップ」機能を実行してください。

<https://bit.ly/3xsWfrP>

※Aの作業はどの端末からでも実行可能です。

- ① トップ画面⇒設定ボタン⚙️より
プルダウンメニューで
「バックアップ」をクリック



- ② バックアップ画面⇒「実行」ボタンをクリック
③ 「データベースのバックアップが成功しました。」
と表示されたら、EveformaNeoロゴをクリック
します⇒トップ画面へ戻ります





B: バックアップフォルダがある場所を開いてください。

C: 最新の日付のフォルダを別メディアやクラウドに保存してください。

※B,Cの作業はEveformaNeoがインストールされたサーバー機(親機)で行ってください。

- ① エクスプローラーを開き、「PC」→
「Windows(C)」→「eveforma_app」を開きます
② 「backup」フォルダーを開きます



2021年3月
日産婦発表

妊娠中の体重増加量
指導目安の変更に対応いたします

2021年夏頃更新予定